




























Afecțiune	SI Sânge integral	CE Concentrat Eritocitar	PPC Plasmă Proaspătă Congelată
Anemie Regenerativă			
Anemie Neregenerativă			
Pancitopenie	 Proaspăt		
Anemie + hipoproteinemie			
Anemie + hipovolemie			
Anemie + coagulopatie			
Boala Von Willebrands			
Hipoproteinemie			
Haemophilia A și B			
CID			
Pancreatită			
Boală hepatică + coagulopatie			
Boală hepatică + anemie			
* Trombocitopenie	 Proaspăt		
Izoeritroliza neonatală			
Intoxicație cu raticide (înlocuire de factori II, VII, IX și X)			



Indică produsele sanguine ce pot fi utilizate în tratarea afecțiunilor respective



Indică produsul inferior, în cazul în care pot fi utilizate mai multe produse în aceeași afecțiune.

\*Dacă sunt necesare trombocite sau celule albe, se utilizează sânge integral PROASPĂT recoltat și se administrează în primele 4 ore de la recoltare, pentru a fi viabile.

*Aceste date au fost puse la dispoziție de Dr. Anne Hale of Midwest Animal Blood Services, Michigan, USA.*

### Sânge integral canin

Netestat de grupă sanguină	450 ml	Livrare 2-4h
Netestat de grupă sanguină	250 ml	Livrare 2-4h
DEA 1.1 NEGATIV	450 ml	Livrare 2-4h
DEA 1.1 NEGATIV	250 ml	Livrare 2-4h
DEA 1.1 POZITIV	450 ml	Livrare 2-4h
DEA 1.1 POZITIV	250 ml	Livrare 2-4h

### Concentrat eritrocitar canin

Netestat de grupă sanguină	250 ml	Livrare 24h
DEA 1.1 NEGATIV	250 ml	Livrare 24h
DEA 1.1 POZITIV	250 ml	Livrare 24h

### Plasmă canină proaspătă congelată

Netestat de grupă sanguină	200 ml	Livrare 24h
DEA 1.1 NEGATIV	200 ml	Livrare 24h
DEA 1.1 POZITIV	200 ml	Livrare 24h

### Diverse

Test pentru determinare grupă sanguină, Coombs și Crossmatch	Se ridică de la sediu
Transfuzor / Filtru de transfuzie pentru pisică	Se ridică de la sediu
Pungă simplă de recoltare 250ml / Pungă dublă de recoltare 450 ml	Se ridică de la sediu

### Servicii

Efectuare transfuzie și monitorizare pacient în cadrul clinicii Hemopet	Programare
Centrifugare unități de sânge (250 ml și 450 ml)	La cerere

Termenele de livrare sunt valabile pentru București. Pentru restul localităților livrarea se face prin curierat (FAN Curier) în termen de 24h. Plata curieratului este separată și se face la destinatar.